



מדריך למשתמש RT8600

כורסת עיסוי

תודה שרכשת את המוצר. טרם השימוש, אנא קרא את ההוראות במדריך זה, ושים לב לאמצעי הזהירות לשימוש נכון ותקין.

אנא שמור את המדריך לשימוש עתידי.

תוכן עניינים

1	אמצעי זהירות
3	שם ופונקציה של כל רכיב
3	מבנה חיצוני
3	מבנה פנימי
4	שלט הבקרה
5	הוראות שלט הבקרה
6	הוראות לתפריט מסך התצוגה
11	פונקציות ומאפיינים
12	הכנות טרם השימוש
12	התקנה
16	שיטת הזזה
16	הפעלת המתח
17	מיקום התקנה
18	הגנת הרצפה
19	טרם הישיבה בכורסא
19	תכונת אוטומטי
19	הרחבה והחזרת מושב הרגליים
20	בלוטות'
20	לאחר השימוש
21	שליטה מבלוטות'
21	תוכנה
21	מערכת אנדרואיד
21	דרישות הציוד
22	אחסון ותחזוקת המוצר
23	פתרון תקלות
24	מפרט טכני

אזהרות בטיחות

- אנא קרא את הנחיות הבטיחות בטרם השימוש על מנת לוודא הפעלה מתאימה.
- אזהרות הבטיחות יסייעו לך בהפעלת כורסת העיסוי.
- ציון רמת הסכנה והנזק הכרוכים בתאונות הנגרמות משימוש לא נכון במוצר מסווגים ל"אזהרה" ו"זהירות", יש לפעול על פי ההנחיות המסומנות מטה:

 WARNING	הפעלה לא מתאימה עלולה לגרום לפציעת המשתמשים
 CAUTION	הפעלה לא מתאימה עלולה לגרום לפציעת המשתמשים או לנזק למכשיר
	אסור. הנחייה מוגדרת תצוין בתרשימים (לדוגמא, השרטוטים בצד שמאל מציינים שפירוק המכשיר אינו מותר)
	הנחייה מוגדרת שהינה חובה המצוינת בתרשימים (לדוגמא, השרטוטים בצד שמאל מציינים שיש לנתק את אספקת המתח)

אזהרה


 COMPULSARY חובה	אנו ממליצים שמשתמשים בעלי התנאים הבאים יוועצו ברופא טרם השימוש. 1. אנשים המשתמשים במכשירים אלקטרוניים רפואיים על גופם, לדוגמא: קוצב לב. 2. אנשים המטופלים ע"י רופא, בייחוד כאלו בעלי תחושה של אי נוחות. 3. אנשים בעלי גידול ממאיר, חולי לב, חולים במצב חמור. 4. נשים בהריון או במחזור. 5. אנשים בעלי אוסטאופורוזיס (דלדול העצם) או שברים בעמוד השדרה 6. אנשים בעלי מחלת עור או כאלו עם פציעות בעור. 7. אנשים שחום הגוף שלהם עולה על 38 מעלות.
 PROHIBITED אסור	אין לאפשר לאנשים הלוקים בנפשו להשתמש במכשיר. (תחת השגחה בלבד) אין לאפשר לילדים לשחק על כורסת העיסוי. אין לאפשר ליותר מאדם אחד ברגע נתון להשתמש בכורסת העיסוי. יש לנתק את אספקת החשמל הראשית באופן מיידי במידה וכל החשמל או התקע תקולים. יש להיוועץ עם מהנדס שירות מוסמך לתיקון או החלפה. אין להזיק, לקפל, למשוך בחוזקה או לקשור את כבל החשמל. אין לאפשר לקטינים להשתמש במוצר.
	אין לאפשר פירוק, תחזוקה או שיפור הדגם של כורסת העיסוי פרט לאיש תחזוקה מטעם החברה שלנו. בכל בעיה, יש ליצור קשר עם הסוכן המקומי באופן מיידי.



זהירות

- אין להשתמש בכורסת העיסוי באופן מתמשך שעולה על 20 דקות שימוש, הכורסא מוגבלת לשימוש באזור מסוים בגוף ל-5 דקות. - אנא הנח את כורסת העיסוי לשימוש על קרקע שטוחה. - בעת כוונן מושב הרגליים או הגב, אין להיעזר בכוח מופרז, וכן יש להרחיק ילדים או חיות מחמד בעת הכוונן. - אין למשוך את תקע החשמל החוצה, יש להחזיק את התקע בחלק המבודד ולהוציאו. - אין להשתמש באספקת מתח הגבוהה מזו של כורסת העיסוי. שימוש במתח גבוה עלול לגרום לשריפה או נזק. - בטרם השימוש יש להוציא את הכר המונח על גב הכורסא ולבדוק אם מושב הגב או המסגרת תקולים. במידה וקיימת תקלה יש להפסיק את השימוש בכורסא וליצור קשר עם הזכייין לתיקון מיד. - אין להפעיל את שלט הבקרה עם ידיים רטובות וכן אין להניח חפצים כבדים עליו. - הכורסא מיועדת לאנשים בעלי משקל הנמוך מ-120 ק"ג. - אין לשלב שימוש בצידוד טיפולי נוסף בעת השימוש בכורסא. - במהלך השימוש, אם קיימת תחושת אי נוחות, אנא הפסק את השימוש והיוועץ עם רופא. - כורסת העיסוי מיועדת ומעוצבת לשימוש לא מסחרי בלבד, אל תעשה שימוש בכורסא לשימוש רפואי. - כורסת העיסוי מאובזרת עם פונקציות חימום, לכן אנשים עם חוסר רגישות לחום צריכים להשתמש במכשיר בזהירות. - יש לכבות את המכשיר ולהוציאו משקע החשמל לאחר השימוש ולפני ביצוע ניקוי.	חובה
- בכדי להימנע מתחושת חוסר נוחות, אין להשתמש במכשיר לאחר אוכל. - אין להירדם בכורסת העיסוי כאשר היא במצב עבודה. - אין להשתמש בכורסא כאשר הינך שתני או מרגיש לא טוב. - במידה וריפוד הכורסא מתלכלך, יש להשתמש רק בתכשיר לניקוי עור ידוע באיכותו, אין להשתמש במוצרי ניקוי כימיים, חומרי ניקוי או דלק וכן חומרי הדברה. - על מנת להימנע מפגיעה או נזק למכשיר, אין לשבת על מושב הגב, מושב הרגליים או הידיות. - אין לעשן במהלך השימוש בכורסא.	אסור
- יש להוציא את כבל המתח בטרם ביצוע עבודת תחזוקה, וכן אין להכניס את הכבל בידיים רטובות. - כאשר הכורסא אינה בשימוש יש לכבותה ולהוציא את כבל החשמל מהשקע. בעת הפסקת חשמל יש להוציא את החשמל מהשקע.	הוצא את התקע


מבנה חיצוני



מבנה פנימי



שלט הבקרה





פקודות שלט הבקרה



כיבוי והדלקה – כאשר הכורסא במצב פועל, לחץ על הכפתור, מסך התצוגה יואר, לאחר מכן תוכל לבחור בין מצב אוטומטי, מצב ידני, עיסוי לחץ אוויר, חימום, עיסוי מתגלגל ותפריט הגדרה וזאת באמצעות לחיצה על מטה/מעלה. לחיצה נוספת על הכפתור תכבה את כל הפונקציות. זמן עבודה ברירת מחדל הינו 20 דקות.



תפריט – לחיצה על כפתור זה מאפשרת בחירה בין: מצב אוטומטי, מצב ידני, עיסוי לחץ אוויר, חימום, עיסוי מתגלגל ותפריט הגדרה



כוונון מיקום כתפיים – במצב ידני ונקודתי, לחץ על מעלה/מטה לכוונון מיקום נקודת העיסוי.



מצב אוטומטי – לחץ על כפתור זה לבחירת אחד ממצבי האוטומט כגון: התאוששות, מורחב, רגיעה, רענון, אוטומטי בחלק גוף עליון ואוטומטי בחלק גוף תחתון.



כפתור כיוון – במצב אוטומטי ובתפריט, לחץ על מעלה, מטה, שמאלה וימינה לבחירת הפונקציה הרצויה, לאחר מכן לחץ על OK לאישור.



כוח משיכה אפסי – לחץ על כפתור זה להפעלה וכיבוי כוח משיכה אפסי, הצלמית המתאימה תואר בלוח התצוגה. לאחר כיוונון מושב הגב והרגליים באופן ידני, כוח משיכה אפסי יבוטל.



רגליים מעלה – לחיצה על כפתור זה תעלה את מושב הרגליים מעלה למיקום הגבוה שלו, בעת שחרור הכפתור, ההרמה תיפסק.



רגליים מטה – לחיצה על כפתור זה תוריד את מושב הרגליים מטה למיקום הנמוך שלו, בעת שחרור הכפתור, ההורדה תיפסק.



הרמת מושב הגב - לחיצה על כפתור זה תעלה את מושב הגב למיקומו המקורי, בעת שחרור הכפתור, ההרמה תיפסק.



הורדת מושב הגב - לחיצה על כפתור זה תוריד את מושב הגב מטה למיקום הנמוך שלו, בעת שחרור הכפתור, ההורדה תיפסק.



התארכות מושב הרגליים - לחיצה על כפתור זה תאריך את מושב הרגליים החוצה עד לנקודה הארוכה ביותר, בעת שחרור הכפתור, התארכות המושב תיפסק.



כיווץ מושב הרגליים - לחיצה על כפתור זה תכווץ את מושב הרגליים פנימה עד למיקום המקורי, בעת שחרור הכפתור, כיווץ המושב ייפסק.



לחיצה על כפתור ההדלקה לאחר השימוש בכורסא תכניס אותו למצב איפוס. לחץ על כל אחד מכפתורי השלט על מנת לצאת ממצב האיפוס. לחיצה נוספת על כפתור ההדלקה תמשיך את הפעולה הכורסא ותכניס אותה למצב עיסוי.

הנחיות תפריט מסך התצוגה

➤ מצב אוטומטי

כאשר הכורסא במצב פועל, לחץ על OFF/ON, המסך יואר, לאחר מכן לחץ על כפתור AUTO בכדי להתחיל את אחד מששת המצבים האוטומטיים: התאוששות, מורחב, רגיעה, ריענון, אוטומטי בחלק גוף עליון ואוטומטי בחלק גוף תחתון.



התאוששות

לאחר יום עבודה וארוחת ערב, להפגת העייפות והשבת החיוניות

מורחב

עבור בעלי תפקידים אשר יושבים למשך זמן ארוך במהלך היום, מתיחת כל הגוף ואישושו.

רגיעה

לעיסוי בשעות הבוקר המוקדמות או בשעות הפנאי בצהריים, לייצר אנרגיה בשריר.

ריענון


לשיכוך הכאבים בצוואר, הגב והמותניים, בשילוב מצב חצי אוטומטי, ניתן להפיג את הכאב בצורה יעילה תוך התמקדות בעיסוי.

אוטומטי בחלק עליו/תחתון

לעיסוי חלקים שונים של הגוף.


➤ מצב ידני

לחץ על MENU, בחר ב-MANUAL בכדי להתחיל את תוכנית התפריט, לאחר מכן לחץ על מעלה/מטה לבחירת: מצב, חלק בגוף, רוחב ומהירות.



Mode מצב: לחץ על הכפתור ימינה, ולאחר מכן לחץ מעלה ומטה לבחירת סוג העיסוי: לישה, טפיחה, נקישות, שיאצו וקצבי.

Part חלק הגוף: לחץ על הכפתור ימינה, לאחר מכן לחץ על מעלה ומטה לבחירת האזור: מלא, חלקי ועיסוי נקודתי.




Width רוחב: לחץ על הכפתור ימינה, לאחר מכן לחץ על מעלה ומטה לבחירת רוחב העיסוי: רחב, בינוני וצר.

Speed מהירות: לחץ על הכפתור ימינה, לאחר מכן לחץ על מעלה ואז מטה לבחירת 1-6 רמות מהירות העיסוי.


Airbag ➤

לחץ על MENU, בחר AIRBAG, לאחר מכן לחץ על מעלה/מטה לבחירת: חלק הגוף והחוזק.




Part חלק הגוף: לחץ על הכפתור ימינה, לאחר מכן לחת למעלה ומטה לבחירת: מלא, זרועות וכתפיים, גב ומותניים, רגליים וכפות רגליים וישבן.
Force חוזק: לחץ על הכפתור ימינה, לאחר מכן לחת למעלה ומטה לבחירת אחת מ-1-5 רמות לחץ האוויר.

Heat חימום: לחץ על MENU, בחר HEATONG, לאחר מכן לחץ על ימינה ובחר פועל או כבוי (Off או on).



שם ופונקציה של כל רכיב

Roller גלגלת: לחץ על MENU, בחר ROLLER, לאחר מכן לחץ על מעלה ומטה לבחירת אחת מ-1-3 מהירויות או Off כבוי.




זהירות

לא ניתן לכוון את מהירות הגלגלת במצב של עיסוי אוויר של כל הגוף.

➤ Set Menu תפריט הגדרה

לחץ על MENU, בחר SETTING לכניסה לתפריט ההגדרות. לחץ על מעלה או מטה לבחירת הגדרת זמן ובלוטות'.



Time זמן: הגדרת זמן העבודה. לחץ ימינה, ולאחר מכן לחץ על מעלה או מטה לכוון 10, 20 או 30 דקות עבודה. משך זמן העבודה ברירת המחדל הינו 20 דקות.
Bluetooth בלוטות': הגדרת בלוטות'. לחץ על מעלה או מטה להפעלה או כיבוי של הפונקציה.

שם ופונקציה של כל רכיב

שים לב:

1. במצב אוטומטי או ידני, הוא יחזור אחורה לעמוד הבית כמתואר בתמונה מטה, 10 שניות ללא כל פעולה.



עמוד הבית במצב ידני



עמוד הבית במצב אוטומטי



זהירות

- במהלך עבודה, לחץ על MENU פעמיים, תחזור לעמוד הבית באופן מיידי.
- בעמוד הבית, במצב ידני, לחץ על כפתור שמאלה או ימינה לכוון לחץ האוויר: במצב ידני, לחץ על מעלה ומטה לכוון מהירות גלגלי העיסוי.
- לחץ על AUTO לבחירת תכנית אוטומטית ישירות.




זהירות

- על מנת להימנע מתקלות ובעיות עם המוצר, אין לפרק את המוצר
- אין לשפוך מים אוכל נזל אחר על השלט.
- אין להניח חפצים כבדים על השלט או על כבל החשמל.



1. הזזה אוטומטית

מתחת למושב קיימת מסילת הזזה אשר מאפשרת את הזזת הכורסא קדימה ב-30 ס"מ בעת לחיצה על כפתור, כך ניתן לנצל על מקום העבודה ביעילות.



2. כוח משיכה אפסי

הכורסא משקפת את עקרון אפס כוח משיכה מקפסולת החלל של נאס"א, שבאופן תיאורטי הרגליים גבוהות יותר מהלב וכך ניתן להמחיש תחושת חוסר משקל, בנוסף לשחרור והרגעה מלאים של הגוף. כך הגוף יהיה במצב של נוחות מקסימלית ללא כל לחץ.

3. מנגנון עיסוי 4 גלגלים

המנגנון החדשני של 4 גלגלי עיסוי ומבנה של נסיעה מתאים בצורה מושלמת להנדסת אנוש.

4. הארכה אוטומטית/ידנית של מושב הרגליים

פונקציית הארכה אוטומטית/ידנית למושב הרגליים ב-26 ס"מ תואמת לגבהים שונים של משתמשים.

5. עיסוי לחץ אוויר

עיסוי לחץ אוויר לגב, מותן, כתפיים, זרועות, ישבן וכפות רגליים.

6. עיסוי גלגלת לסוליות

גלגלות בעלות שורות כפולות בכפות הרגליים מאפשרות עיסוי שיאצו לסוליות.

7. מצבי עיסוי מגוונים

מצבי עיסוי מגוונים: דפיקות, לישה/דפיקות, לישה, שיאצו שיהפכו את הפעולה למעסים מקצועיים.

8. מערכת בקרה מיוחדת

עיצוב שלט בקרה ויישום של מערכת אנדרואיד מסייעים לנוחות המשתמש.

9. צורת L למסלול עיסוי ארוך במיוחד.


שיטת התקנה

שלב 1: הוצא החוצה כל חלק של הכורסא

- פרק את ארגז הכורסא, הוצא בזהירות חלקי תפירה, קופסת אביזרים וכו'.
- בדוק את כל המרכיבים עם רשימת האריזה.


שלב 2 התקנת יחידת עיסוי לחץ אוויר לכתפיים והרמקול

- חבר את חוט השקע מיחידת עיסוי לחץ האוויר לכתפיים והרמקול כאשר חלק היציאות נמצא בצד האחורי העליון.
- התאם את שני החריצים מיחידת עיסוי לחץ האוויר והרמקול לשני המוטות המתחברים בחלק האחורי, לאחר מכן הכנס והתקן את 4 הברגים. (מדובר באותם צעדי התקנה גם לצד השני)




שלב 3 התקנת יחידות המסעד

- התאם את שסתומי האוויר, האור הצבעוני, ותקעי צינורות האוויר במסעד לצד היציאות בחלק התחתון של מסגרת המסעד. (עקוב אחר הרצף בתרשים)




- לאחר חיבור הכבל מהמסעד, לחץ מטה תוך התמקדות בחריץ הפנימי של יחידת המסעד, כך יחידת המסעד תתחבר טוב למסגרת המסעד וחזק אותם באמצעות ברגים (a).
- לאחר חיזוק הברגים, הנח את המכסה, והתקן את המכסה בסיבוב עם כיוון השעון.
- היעזר בבורג נוסף לחיבור המסעד הפנימי.



שלב 4 התקנת מושב הרגליים


התקן את המכסה הפנימי והחיצוני של מסגרת הרגליים לתוך הציר המחובר.



- הסר את הבורג מאבזם חיבור הרגל של המסגרת ופתח את האבזם כלפי מעלה, לאחר מכן הנח את יחידות הרגליים במסילת האבזם של המסגרת. סגור את האבזם וחזק אותו עם בורג.




- האם את יחידת הרגליים, חבר את 3 המחוברים ממסגרת הגלילים ל-3 היציאות מתחת למושב, וודא שהם מחוברים היטב.
- חבר את המכסה של יחידת עיסוי הרגלים עם הסרט על אריג המושב.




שלב 5 התקנת שלט הבקרה

- חבר את קו הנתונים של השלט ליציאה בצד הפנימי של המסעד (שים לב לחלק הקמור-קעור בין המחבר ליציאה) וסדר את הכיסוי.



שלב 6 אביזרים אחרים

- חבר את כבל החשמל ליציאה בצד החיצוני הימני.
- הפעל את הכורסא, השתמש בשלט להשבת המסגרת האחורית למיקומה הרגיל.





שיטת הזזת הכורסא

- בתחתית הכורסא קיימים גלגלים להזזה.
- הגבה את גב המושב עד לנקודה הגבוהה ביותר.
- כבה ונתק את הכורסא מהחשמל.
- הרם את החלק הקדמי של הכורסא כמודגם התמונה (אדם אחד מרים את החלק הקדמי ואדם נוסף דוחף את ראשית הכיסא), הזז את הכיסא באמצעות הגלגלים.



⚠ זehירות

- אין להזיז את הכורסא כאשר יושב בה מישהו.
- אין להשתמש במסעד בעת הזזת הכיסא, אחוז והזז בחלק האחורי והקדמי.

הפעל את אספקת החשמל

- חבר את כבל החשמל לשקע בעל 3 ליבות עם הארקה.
- הפעל את הכורסא באמצעות לחיצה על כפתור בחלק התחתון של המסעד הימני.


⚠ זehירות

- בטרם הפעלת הכורסא, יש לוודא שכבל החשמל אינו תקול ושלא קיימים חוטים חשופים.
- וודא שמתג ההפעלה מכובה לפני חיבור הכורסא לחשמל.

מיקום התקנת הכורסא

יש לשמור על מרחק בטיחות מהכורסא.

- יש לוודא כי קיים מרווח מספיק להתקנת המוצר.
- מאחור: מינימום 10 ס"מ מהקיר או כל חסימה אחרת.
- מקדימה: מינימום 60 ס"מ מכל חסימה אפשרית.
- בכדי להימנע מהפרעת האות יש לשמור מרחק של 1 מטר לפחות ממכשירי טלוויזיה, רדיו והתקני ווידאו או אודיו.



- בעת ההתקנה, המרחק בין שקע החשמל ותקע החשמל חייב להיות בטווח של 1.5 מטר.




זהירות

- המרחק בין שקע לתקע החשמל צריך להיות קטן מ-1.5 מטר, בכדי להימנע מנזק לכבל החשמל.
- בטרם השימוש יש למתוח את הכבל בכדי להימנע מקשרים.
- בעת הזזת הכורסא תזוזה מלאה קדימה או אחורה, יש לוודא שאין ילדים או חיות מחמד או כל מחסום אחר וזאת על מנת למנוע תאונה.



הגנה על הרצפה

אנא הנח שטיח מתחת לכורסת העיסוי על מנת למנוע הטבעה או חריטה על הרצפה.



סביבה מקיפה

הרחק את כורסת העיסוי ממקומות רטובים, לדוגמא חדר אמבטיה, בכדי להימנע מקצר חשמלי.



הרחק את כורסת העיסוי ממקורות חום גבוהים לדוגמא: תנור, בכדי להימנע משריפה או מנזק לחומרי העור.



הארקה

כרסת העיסוי הזו משתייכת לכלי חשמל בדרגה אחת, יש לוודא שימוש בתקע חשמל בעל 3 ליבות ולוודא שהארקה מחוברת לתקע, וזאת על מנת להימנע מקצר חשמלי והשפעות שליליות במהלך השימוש.



תהליך בדיקת תפקוד הכורסא

- בטרם תהליך בדיקת התפקוד יש לוודא שקיים מספיק מרווח מסביב לכורסא. לאחר מכן השתמש בשלט בכדי להשכיב את הכורסא עד לנקודה המקסימלית שלה, הרם מעלה את מושב הרגליים למיקום הגבוה ביותר.
- בדיקת תפקוד כל הפונקציות, כיבוי לאחר מכן וחזרה למיקום הרגיל.



בטרם הישיבה על הכורסא

- יש לוודא שמושב הרגליים מותקן כראוי
- יש לוודא שהכורסא במיקומה המקורי, אלא הפעל את הכורסא שוב על מנת לוודא שכל הכורסא חזרה למיקומה המקורי.



זהירות

- במידה ומושב הרגליים עולה מעלה, אלא הימנע מישיבה על הכיסא.
- הימנע מהנחת משקל כבד על מושב הרגליים בכדי לשמור על מנגנון מושב הרגליים מפגיעה.


תכנות אוטומטי

בהתאם למצב הגוף שלך ואורך העיסוי בחר אחת מבין שש תכניות העיסוי הקיימות: התאוששות, מורחב, רגיעה, ריענון פלג גוף עליון, פלג גוף תחתון. (התייחס להנחיות הפונקציה האוטומטית).



הרחבה וכיווץ של מושב הרגליים

- לכוונון נקודת העיסוי הטובה והנוחה ביותר, כאשר מושב הרגליים נמצא במצב רגיל, לחץ על או על לכוונון ידני.



- ניתן לכווץ או להרחיב את מושב הרגליים באופן אוטומטי או באופן ידני לפי למיקומים וגבהים שונים, באמצעות החיישן הפנימי.



אזהרה

- אין לשחק בתוך הכורסא ולהפעילה בצורה שאינה ראויה.
- יש לוודא שאין חפצים מסביבך בטרם כוונן זוויות הכורסא.
- אין להכניס רגל, כף רגל או כל דבר אחר למרווח הנקי שבמושב הרגליים.
- אין לרדת מהכורסא כאשר היא במצב של איפוס.

בלוטות'

- למוצר קיימת פונקציית חיבור בלוטות' באמצעות התקני אודיו. פתח את התקן הבלוטות' מהתקני האודיו ובצע התאמה עם RT8600 בכדי להשמיע שירים.
- סמוך לשקע השלט קיים כבל נוסף לכניסה לאודיו

לאחר השימוש

- לאחר השימוש בכורסת העיסוי, אנא כבה את הכורסא ונתק את כבל החשמל מהשקע.
- הכנס את השלט לתוך הכיס שלו.
- יש לנתק את החשמל מהכורסא כאשר היא אינה בשימוש בכדי למנוע מילדים משחק על הכורסא.
- אנא אחסן את הכורסא כאשר לא מתבצע שימוש בטווח הארוך.



תוכנה

אנא שאל את המוכר אודות התוכנה, לאחר מכן התקן אותה על המחשב או הנייד.

מערכת אנדרואיד

התקן את תוכנת המגע RT8600, לחץ על כפתור SETTING של המחשב או המכשיר הנייד, לחץ על WEB ו- WIRELESS ← Bluetooth ← scan Bluetooth device (סריקת התקני בלוטות') ← RT8600, לאחר מכן יתבצע מיזוג. כאשר יופיע "Matching well audio device", גלה את RT8600 התחל את התוכנה. לחץ על <MENU Bluetooth connecting <matched well device> RT8600 לתפעול כורסת העיסוי.



זהירות

- בעת התאמת Bluetooth יש לוודא כי הכורסא דלוקה אחרת לא יתבצע זיהוי.
- יש לשים לב לעדכוני מערכת אנדרואיד בעמוד הבית שלנו.

דרישות ציוד

- מחשב PC או מכשיר נייד חכם עם פונקציית בלוטות'.
- גרסת מערכת אנדרואיד 2.2 ומעלה.



תחזוקה

- היעזר במטלית לחה במים בלבד לניגוב חלקי הפלסטיק של המוצר, מכסה הגב, משענת הידיים, מושב הרגליים וצינורית האוויר. בצע ניגוב נוסף עם מטלית יבשה.
- היעזר במטלית יבשה לניגוב השלט, DVD, וקופסת אספקת המתח.
- היעזר במטלית בד טבולה בחומר ניקוי טבעי לניגוב הכיסוי האחורי והכרית, לאחר מכן היעזר בבד רטוב לניגובם ולבסוף הנח אותם במקום מאורר לייבוש.



זהירות

- יש לוודא להוציא החוצה את כבל החשמל בטרם ביצוע תחזוקה במוצר. יש לשים לב שהידיים אינם רטובות בכדי להימנע משוק חשמלי. בעת ניקוי הכיסוי האחורי, יש להיזהר שלא ייכנס חומר ניקוי לקופסת המתח.
- אין לגהץ את הריפוד.

שיטת אחסון

- נגב אבק ולכלוך מהמוצר לאחר השימוש, במידה ולא יתבצע שימוש בטווח הארוך במוצר, אנא כסה אותו עם כיסוי נגד אבק (יש להשיג אחד לבד).



זהירות

- אין לאחסן את המוצר תחת קרני שמש ישירות או מקומות עם טמפרטורה גבוהה. צבע הכורסא עלול לדהות.

יש לזכור לבדוק

- במהלך השימוש היומיומי, אנא בדוק האם הסממנים הבאים קיימים:
- קיים ריח של חריכה או צריבה
- בעת נגיעה בכבל, לעיתים הוא דולק ולעיתים לא.
- כבל החשמל חם
- סממן אחר שהוא חריג.



זהירות

- במידה ואחד הסממנים מעלה מופיע, יש להפסיק להשתמש בכורסא בכדי להימנע מתאונות או נפילות מתח.
- כבה את מתג המתח ומשוך את כבל החשמל החוצה, צור קשר עם הספק המקומי לתיקון ותחזוקה.
- פרט לתפעול הרגיל והתחזוקה המוזכרים בחוברת זו, כל פעולה אחרת צריכה להתבצע ע"י אדם מוסמך סוכן או איש שירות.



מספר	בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
1	נשמע קול "Xu Xu" או "Ta Ta"	זהו קול נורמלי שמשמיע המנוע או כאשר כדוק העיסוי מתחכך בכיסוי.	הדבר נורמלי ולא נדרש טיפול
2	לא ניתן להפעיל את המכשיר	כבל אספקת המתח אינו מחובר	הכנס את תקע החשמל לשקע שוב
		מתג ההדלקה אינו דולק	הדלק את המתג
		נתיך העיסוי נשלף החוצה	החלף בחדש
3	לא נשמע קול מהרמקול או	עוצמת השמע מכוונת לנמוכה ביותר	הגבר את עוצמת השמע
4	מושב הרגליים או הגב אינו מתרומם	לחץ יתר על המושב	הפחת לחץ מהמושב
5	שקית האוויר המותקנת אינה עובדת	יש לבדוק האם קיימת חסימה בצינורית האוויר	ניקוי צינורית האוויר

יש ליצור קשר עם הספק המקומי במידה ועדיין קיימות תופעות לאחר נקיטת האמצעים למעלה.
 שים לב: אין לפרק את המוצר בעצמך והחברה לא תישא באחריות לנזק או לפגיעה של אנשים הנגרמת בעקבות שימוש לא יאה. תודה על שיתוף הפעולה.



שם המוצר: Space Capsule Massage Chair

דגם: RT8600

דירוג מתח: ~220-240V

דירוג תדירות: 50/60 הרץ

דירוג מתח: 260W

עיצוב בטיחות: דרגה I