



מדריך למשתמש



מושב עיסוי לצוואר ולגב – BOOL

דגם: 82921-MD

הוראות בטיחות ותפעול

"מומלץ להיוועץ עם רופא לפני השימוש"

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות או עם היעדר ניסיון וידע אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם.

ילדים צריכים השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר שלא כנדרש.

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה, להשמע להן ולבצע אותן.

השימוש הוא לצורך פנימי בלבד.

יש לנתק את אספקת החשמל בזמן תחזוקה

אנשים חסרי רגישות לחום חייבים להזהר בעת השימוש במכשיר.

1. הוראות בטיחות חשובות!

- המוצר אינו בטוח לשימוש בקרב ילדים מתחת לגיל 14
- נא להוציא את החשמל מהחיבור לאחר השימוש
- אין להשתמש באביזרים שאינם קשורים למכשיר
- כל שימוש אחר שאינו רשום במדריך זה הוא אסור
- אין להשתמש במוצר במידה והוא פגוע או תקול
- אין להרדם בזמן השימוש במוצר
- לא מומלץ להשתמש בו אחרי האוכל
- התאם את עוצמת העיסוי לרמה המתאימה למשתמש

2. אנשים שאינם מתאימים לשימוש במוצר זה

- אנשים בעלי מכשור רפואי המוטמע בגופם
- אנשים שאינם חשים בטוב



- חולי לב, אנשים בעלי גידולים ממאירים
- נשים בהריון או במחזור אינן מתאימות לשימוש במכשיר זה
- אנשים הסובלים ממחלות עור מדבקות למיניהם

3. סביבת שימוש

- נא לה להשתמש במוצר בסביבה בעלת טמפרטורה גבוהה ובסביבה לחה כמו חדר אמבטיה
- נא לא להשתמש במכשיר בסביבה מאובקת
- כדי למנוע את הסיכון בשריפה אין להניח על המכשיר שמיכות או כריות

4. בטיחות

- וודא שהמתח מתאים למפרט של מוצר זה
- אנא אל תפרק או תנסה להרכיב מחדש את היחידה
- אין לחבר או לנתק חשמל בידיים רטובות
- הרחק את היחידה ממים כדי למנוע נזק והתחשמלות
- שמור על חוט החשמל של היחידה והנח אותו במקום שלא יגרם לו נזק
- אין לנקות במטלית רטובה חלקים חשמליים
- הפסק להשתמש במכשיר כאשר נשמע או נראה שהוא אינו תקין ופנה לספק
- אנא הפסק מיידית את השימוש במידה ואתה חש בכאב
- המוצר אינו מיועד לילדים או לאנשים בעלי מוגבלות, השימוש הוא על אחריותכם בלבד



מבנה וחלקי המוצר

מושב העיסוי



השלט



תיאור הלחצנים

- כיבוי והפעלה – לחץ כדי להפעיל ולבטל את פעילות המוצר 
- לחצן רטט ישבן – בחר את מהירות הרטט 
- לחצן עוצמת גב – בחר את עוצמת העיסוי בגב 
- לחצן עיסוי אוטומטי – לחץ כדי להפעיל פונקציית עיסוי אוטומטית לגוף מלא 
- נק' עיסוי בגב – הגדר את נקודת העיסוי הרצויה 
- עיסוי גב – הגדר את איזור העיסוי הרצוי בגב 
- עיסוי אוטומטי לצוואר – הפעל את פונקציית העיסוי האוטומטית לצוואר 
- חימום צוואר – הפעל או בטל את פונקציית חימום הצוואר 
- לחצן הזזה מעלה 
- לחצן עיסוי הצוואר – שינוי שיטת העיסוי 
- לחצן הזזה מעלה 



אופן השימוש

הכנה לפני שימוש

- יש לשים את המוצר על ספא או כיסא
- שמור את המוצר במרחק של מטר אחד לפחות מצידו אודיו ויזאולי כדי למנוע הפרעות
- חבר את כבל החשמל
- היציאה של מתאם החשמל צריכה להיות מחוברת לשקע החשמל של במוצר
- חבר את תקע החשמל לשקע מתח של V240

אזהרה!

- במידה וישנה הפסקת חשמל במהלך השימוש נא כבה את מתג ההפעלה ושלוף את תקע החשמל
- אין להרטיב או להשתמש בחומרי ניקוי לחים על לוח הבקרה
- אל תתקרב לשקע החשמל בידיים חשופות

ניקיון ותחזוקה

ביקוי

- לפני הניקוי וודא שספק הכוח מנותק מהחשמל
- נקה את המוצר מאבק באמצעות מטאטא מתאים
- השתמש במטלית רטובה כדי לנגב את פני המוצר ולאחר מכן נגב אותה עם פיסת מטלית יבשה
- שמור על השלט יבש

אזהרה!

- אין להתיז מים או נוזלים אחרים על השלט או על האיזורים החשמליים!

תקלות נפוצות

פתרון	תקלה
חבר את המוצר לחשמל כראוי	המוצר לא עובד כראוי
נגמר משך הטיימר המומלץ – הפעל שנית	
חימום בעקבות שימוש יתר – כבה את המוצר והמתן במשך שעה לפחות להתקררות	
לחץ על כפתור חימום והמתן מספר רגעים עד שהמוצר יתחמם	פונקציית החימום אינה עובדת
לחץ על התאמת נק' העיסוי בצוואר/גב	עיסוי הצוואר לא מגיע לנק' הנכונה

מפרט טכני

שם המוצר	82921-MD מושב עיסוי BOOL
תוצרת	סין
טיימר כיבוי	15 דק'
חשמל	4A--- V12
הספק	48W

אחריות

לתיקון במרכז שירות מורשה לצורך החלפה, לפי הוראותינו.

כתב אחריות זו אינו חל על:

- א. נזק שנגרם עקב אי-הקפדה על מילוי הוראות בנוגע לשימוש במוצר או התקנת רכיביו.
 - ב. נזק שנגרם עקב תאונה, השחתה, שימוש לרעה, שימוש לא נאות, שריפה, שיטפון, רעידת אדמה או גורמים חיצוניים אחרים.
 - ג. נזק שנגמר עקב שירות שבוצע על ידי מי שאינו נציג של חברתנו.
 - ד. אביזרים שנעשה בהם שימוש יחד עם המוצר הכלול באחריות.
 - ה. מוצר או חלק שעבר התאמה לצורך שינוי הפונקציונליות או היכולת.
 - ו. כל מוצר נמכר "כמות-שהוא" כולל, אך לא רק, דגמי המחשה רצפתיים ופריטים משופצים, או מוצר שנעשה בו שימוש מסחרי או למטרה מסחרית.
- אנו ערבים למוצר זה מפני פגמים באיכות החומרים ו/או העבודה בתנאי שימוש רגילים, לתקופה של שנה אחת (1) מתאריך הקנייה.



אם יתגלה פגם ותוגש תביעה חוקית במהלך תקופת האחריות (שנה אחת), לפי בחירתנו, נתקן את הפגם ללא תשלום באמצעות חלפים חדשים או משופצים או נחליף את המוצר במוצר חדש שלכל הפחות הינו שקול מבחינה פונקציונלית למוצר המקורי.

קבלת שירות

לקבלת שירות במסגרת האחריות, צור קשר עם המפיץ או החנות המקוונת שבה קנית את המוצר.

היערך לתאר את המוצר הזקוק לקבלת שירות ואת אופי הבעיה. יש לספק חשבונית קנייה.

כל התיקונים והחלפים טעונים אישור מראש. אפשרויות השירות, זמינות החלקים וזמני התגובה אינם קבועים ועשויים להשתנות. אתה אחראי למשלוח ולעלות המשלוח של המוצר או של כל חלק שלו.

היבואן: "ש.ר. אקווה בע"מ"

כתובת: רחוב אנטיב 1, טיילת המלך שלמה, אילת

טלפון – 076-5408377/ 050-2718787/ פקס – 0765101106

מייל: SALES@AQUASPA.CO.IL

אתר: WWW.AQUASPA.CO.IL

**** יש להשתמש במכשיר זה רק עם ספק הכוח המצורף מדגם – (להשלים)

אזהרה!!!! בשימוש וחיבור ספק הכוח יש להשתמש במקום יבש בלבד סכנת התחשמלות.